


Etikettieren von Laborprodukten



Einzelne Gefässe oder auch ganze Serien präzise, gleichbleibend und exakt etikettieren. Dazu verwendet man den preiswerten ADES **SmartLabeler MINI** (Art. Nr 120199). Das zu etikettierende Produkt darf dabei einen Durchmesser von 12.7 mm bis 127 mm aufweisen. Eine spezielle Andruckwalze garantiert das knitterfreie Aufkleben der Etikette. Sehen Sie dazu das Video unter: <https://youtu.be/ZnXI57V7IHM>

Das grösste Angebot für Labor-Etiketten und die geeigneten Drucker-Sets finden Sie unter: <https://ades.ch/produktepalette/etikettier-loesungen/labor-etiketten/>

In Kombination mit den Etikettendruckern von ADES haben Sie Ihre eigene Produktion von der Gestaltung der Etiketten über den Etikettendruck bis zur verkaufsfertigen Etikettierung selber komplett im Griff.

Mit dem **SmartLabeler MINI** können bis zu 1'200 Produkte/Std. etikettiert werden.

Weitere Etikettiergeräte und wie man Laborprodukte etikettiert, zeigen wir Ihnen in unserem interaktiven Showroom in Brüttisellen.
Vor Anmeldung unter TEL 044 835 20 60

